

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМИТЕТ СССР**

**Государственная комиссия по химическим средствам
борьбы с вредителями, болезнями растений и сорнякам
МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АГРОХИМИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИКРОКОЛИЧЕСТВ
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
В РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЪЕКТАХ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

(Часть 1)

МОСКВА АГРОПРОМИЗДАТ 1986

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМИТЕТ СССР

Государственная комиссия по химическим средствам
борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками

МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АГРОХИМИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИКРОКОЛИЧЕСТВ
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
В РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЪЕКТАХ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(Часть 1)

Методические указания по определению микроколичеств регуляторов роста в растительной продукции и объектах окружающей среды (под ред. кандидата сельскохозяйственных наук И. К. Блиновского и доктора биологических наук В. Ф. Ладонина) включают разработки ВНИИ гигиены и токсикологии пестицидов, полимерных и пластических масс и его филиала (г. Ереван), Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, ВНИИ химических средств защиты растений, Института физиологии растений АН СССР, Института физиологии растений АН УССР, Научно-исследовательского зонального института садоводства Нечерноземной полосы, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Новосибирского института органической химии СО АН СССР, Узбекского НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний.

Методические указания одобрены лабораторным советом при Главном санитарно-эпидемиологическом управлении Министерства здравоохранения СССР и утверждены заместителем Главного государственного санитарного врача СССР в качестве официальных.

Методические указания предназначены для специалистов контрольно-токсикологических лабораторий, санитарно-эпидемиологических станций, осуществляющих контроль за применением регуляторов роста растений, и научно-исследовательских лабораторий, занимающихся определением микроколичеств регуляторов роста при разработке технологий их применения.

Члены редколлегии: Ю. А. Бунятян, М. А. Клисенко, М. И. Лунев, С. В. Лопатко.

Методические указания по определению микроколичеств регуляторов роста в растительной продукции и объектах окружающей среды (часть 1)

Зав. редакцией А. Я. Рогачева
Редактор Р. А. Антипина
Технический редактор Е. Э. Пчурова
Корректор Н. Я. Туманова

Сдано в набор 24.05.85. Подписано к печати. 06.02.86. Т03074.
Формат 84×108¹/₁₆. Бумага тип. № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,2. Уч.-изд. л. 4,63. Усл. кр.-отт. 4,41.
Тираж 5000 экз. Заказ № 3322. Бесплатно.

Ордена Трудового Красного Знамени ВО «Агропромиздат» 107807,
ГСП, Москва, Б-53, ул. Садовая-Спасская, 18.

170000, г. Калинин, Студенческий пер., 28.
Обл. типография.

Успехи, достигнутые в последние годы в области разработки теоретических основ и практического использования регуляторов роста и развития растений, определили их как самостоятельное и перспективное направление химизации земледелия.

В настоящее время применение синтетических регуляторов роста (химического, микробного или растительного происхождения) в целях повышения урожайности, устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, качества и сохранности продукции становится важным звеном в технологиях возделывания многих сельскохозяйственных культур.

Разработанная в нашей стране целевая комплексная научно-техническая программа создания и широкого внедрения регуляторов роста растений, обеспечивающих повышение урожайности и качества сельскохозяйственных культур, нацеливает усилия химиков и биологов на поиск и создание препаратов, действующих на такие важнейшие процессы жизнедеятельности растений, как рост стебля (повышение устойчивости к полеганию, устранение перерастания рассады, ограничение крон многолетних растений и кустарников, увеличение биомассы и др.); плодоношение (ускорение у многолетних культур, повышение завязываемости и др.); устойчивость к стрессовым воздействиям (засухе, низким температурам, переувлажнению); рост корней (стимуляция при размножении черенками, рассадой, пересадке растений и др.); созревание (ускорение или замедление); накопление и распределение ассимилятов (повышение интенсивности фотосинтеза, усиление оттока ассимилятов к зерновкам, плодам); опадение плодов и листьев (облегчение механизированной уборки и дефолиация); покой (повышение лежкости при хранении или стимуляции прорастания); сексуализация (регулирование пола растений в сторону увеличения женских или мужских цветков); рост и дифференциация тканей (при размножении оздоровленного посадочного материала и в селекции).

При всем многообразии действия регуляторы роста и развития растений могут быть определены как вещества, которые влияют на жизненные процессы растений, не оказывая токсического действия, и не являясь источником питания (в отличие от пестицидов и удобрений).

Большинство регуляторов роста в зависимости от культуры, времени и норм применения имеет многоцелевое назначение. Так, этиленпродуценты могут использоваться для торможения роста стебля (рожь, ячмень), стимулирования плодоношения (яблоня), ускорения созревания (вишня, томат), повышения лежкости (картофель, свекла), сдвига пола (огурец, плодовые культуры, хлопчатник), образования отдельного слоя (облегчение механизированной уборки и дефолиация).

Широкий спектр действия регуляторов роста предполагает постоянное расширение сферы их применения в растениеводстве. При этом увеличивается потенциальная опасность загрязнения ими сельскохозяйственной продукции и объектов окружающей среды. Постановлением Совета Министров СССР о дополнительных мерах по усилению контроля за применением в народном хозяйстве пестицидов и регуляторов роста растений в целях недопущения вредного воздействия их на здоровье населения предложено ужесточить требования к применению в народном хозяйстве пестицидов и регуляторов роста растений, усилить контроль за соблюдением установленных правил хранения, транспортировки и применения их, разработать и осуществить дополнительные мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей природной среды пестицидами, регуляторами роста растений и основными токсичными продуктами их разложения исходя из необходимости охраны здоровья населения.

В настоящие указания включены методы определения микроколичеств регуляторов роста растений, уже разрешенных для применения в сельском хозяйстве (или проходящих государственные испытания).

Учитывая важность отбора представительной пробы анализируемой растительной продукции, в указания включено извлечение из «Унифицированных правил отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов», утвержденных Министерством здравоохранения СССР 21.08. 1979 г. (приложение 1).

Публикация подобных материалов будет осуществляться периодически, по мере внедрения в сельскохозяйственное производство новых регуляторов роста, разработки методов контроля за их применением и появления более совершенных и унифицированных методов определения микроколичеств препаратов в сельскохозяйственной продукции, кормах и объектах внешней среды.

Утверждаю:

заместитель Главного государственного санитарного врача СССР

А. И. ЗАИЧЕНКО


24.08. 1983 № 2849—83

Временные методические указания по фотометрическому определению ГМК-На в воздухе рабочей зоны *

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

Натриевая соль гидразида малеиновой кислоты, 3-оксидазон-6-натрий — действующее начало препарата ГМК-На.

Структурная формула



Эмпирическая формула $C_4H_3O_2N_2Na$.

Молекулярная масса — 134.

ГМК-На — белое кристаллическое вещество с температурой плавления 300—310°C (с разложением). Препарат ГМК-На хорошо растворяется в воде, практически нелетуч.

Применяется в виде 0,7—1,5%-ного водного раствора и может находиться в воздухе в виде аэрозоля. ОБУВ и ПДК не установлены.

* Временные методические указания разработали Ю. А. Буянтян, И. С. Петросян (филиал ВНИИГИНТОКСа), И. К. Блиновский (ТСХА).

2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Основные положения

Определение основано на щелочном гидролизе препарата до гидразина, перегонке последнего с водяным паром, колориметрической реакции с п-диметиламинобензальдегидом и фотометрировании продукта реакции при длине волны 455 нм.

Отбор проб проводится с концентрированием (аэрозольный фильтр АФА-ХА-20). Предел обнаружения в воздухе 0,15 мг/м³ (при отборе 20 л воздуха), в анализируемом объеме раствора (40 мл) — 3 мкг. Диапазон измеряемых концентраций — 0,15—5,0 мг/м³.

Граница суммарной погрешности измерения $\pm 16,8\%$, среднее значение определения стандартных количеств препарата при P_{095} и $p=5-79\%$ стандартное отклонение (s) — 3,1; доверительный интервал среднего значения процента обнаружения $\pm 3,8$; относительное стандартное отклонение (s_r) — 3,92%.

Определению ГМК-На мешают вещества, дающие цветную реакцию с п-диметиламинобензальдегидом: высшие спирты, первичные амины, препараты, выделяющие при щелочном гидролизе летучие амины (гидрел, дигидрел, ДЯК и др.).

2.2. Реактивы, растворы, материалы

ГМК-На х. ч.

Натрий гидроокись х. ч., ГОСТ 4328—77.

Серная кислота х. ч., ГОСТ 4204—77, 3 н. водный раствор.

Цинковая пыль.

п-диметиламинобензальдегид ч. д. а., ТУ 6-09-72-7272—77, 4%-ный раствор в 3 н. серной кислоте (готовят непосредственно перед анализом).

Стандартный раствор ГМК-На с содержанием 100 мкг/мл (готовят из химически чистого вещества растворением в воде; раствор устойчив в течение месяца при хранении в холодильнике).

Фильтры аэрозольные АФА-ХА-20.

2.3. Приборы и посуда

Спектрофотометр СФ-16 или СФ-26.

Аспирационное устройство, ТУ 64-1-862—77.

Фильтродержатели.

Колбы мерные на 100 мл со шлифом, ГОСТ 1770—

Стаканы химические на 50 и 100 мл, ГОСТ 10394—72.

Колба круглодонная ККШ-1000-29-32 ТС, ГОСТ 10394—72.

Холодильник шариковый ХШ6, ГОСТ 9499—70.

Колба-парообразователь Кн-2000-50 ТС, ГОСТ 10394—72.

Соединительные трубки полихлорвиниловые.

Каплеуловитель КО 60 ТС, ГОСТ 10359—75.

Насадка от склянки СН-2-50, ГОСТ 10378—73.

Керн КИОКШ 14/23, ГОСТ 9425—71.

Мензурки на 50 мл, ГОСТ 1770—74.

Штатив лабораторный, ТУ 64-1-707—76.

Пипетки на 0,1; 0,2; 10 мл, ГОСТ 20292—74.

Плитки электрические с закрытой спиралью.

2.4. Условия отбора проб воздуха

Исследуемый воздух со скоростью 5 л/мин аспирируют через фильтр АФА-ХА-20. Для чувствительного определения препарата необходимо отобрать 20 л.

2.5. Проведение определения

В дистилляционную колбу на 1 л помещают 25 г едкого натра, 15 г цинковой пыли, фильтры и закрывают насадкой. Колбу помещают над плиткой, покрывают стеклотканью или асбестом и посредством соединительных трубок присоединяют к парообразователю с каплеуловителем с одной стороны и к холодильнику — с другой. Конец холодильника должен быть опущен в мензурку — приемник с реактивом. В приемник наливают 5 мл 4%-ного раствора п-диметиламинобензальдегида в 3 н. серной кислоте. Отгонку проводят со скоростью 1 капля в 1—2 с и продолжают до тех пор, пока объем жидкости в приемнике будет равен 40 мл. Через 15 мин после отгонки раствор фотометрируют на спектрофотометре при длине волны 455 нм против холостого опыта.

Содержание ГМК-На определяют по калибровочному графику, для предварительного построения которого готовят шкалу стандартов (табл. 4) аналогично пробам, т. е. в колбу для дистилляции вносят фильтры с нанесенными на них определенными количествами стандартного раствора ГМК-На, добавляют 25 г едкого натра, 15 г цинковой пыли, а в приемник наливают 5 мл

4%-ного раствора п-диметиламинобензальдегида в 3 н. серной кислоте. Собирают 40 мл дистиллята.

4. Шкала стандартов для построения калибровочной кривой

| Показатели | Номера градуировочных растворов | | | | | | |
|--|---------------------------------|------|-----|-----|------|------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество стандартного раствора ГМК-На (100 мкг/мл), мл | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 |
| Содержание ГМК-На, мкг | 3 | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Количество дистиллята, мл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Концентрация ГМК-На, мкг/мл | 0,75 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,25 | 1,75 | 2,5 |

Измеряют оптическую плотность окрашенных в розовый цвет растворов и строят график, откладывая по оси абсцисс концентрации ГМК-На в мкг/мл, а по оси ординат — значение оптической плотности.

Концентрацию ГМК-На в воздухе (С) в мг/м³ рассчитывают по формуле

$$C = \frac{C_d \cdot Y}{Y_{20}},$$

где C_d — концентрация ГМК-На в дистилляте, найденная по графику, мкг/мл; Y — объем дистиллята, мл; Y_{20} — объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо соблюдать правила предосторожности при работе с ядовитыми веществами и щелочами.

Отбор проб растительного материала на корню
 (из «Унифицированных правил отбора проб сельскохозяйственной
 продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для
 определения микроколичеств пестицидов», утвержденных
 заместителем Главного государственного санитарного врача
 А. И. Заиченко 21.08.1979 г. № 2051—79).

| Максимальная величина поля или партии при отборе проб | Растительный материал | Способ отбора проб * | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|-----------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|
| Зерновые и зернобобовые (на корню) | | | | | |
| 100 га | Злаковые | ОШ (0,5 кг в каждой точке) | 3 кг | Зерно отделить, измельчить, тщательно перемешать и выделить средний образец | 0,25—0,50 |
| Кормовые культуры (на корню) | | | | | |
| 100 га | Кукуруза | СС (не менее 18 растений) | Початки с 18 растений | Зерно отделить, измельчить и отвесить средний образец | 0,25—0,50 |
| 50 га | Кормовые бобы | ПД | 1000 бобов | То же | 0,5 —1,0 |

| Максимальная величина поля или партии при отборе проб | Растительный материал | Способ отбора проб * | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|

Технические культуры

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------|
| 50 га/30 т | Рапс, сурепица, горчица | СС (0,5 кг в каждой точке) | 3 кг | Семена вышелушить, измельчить, перемешать и отвесить средний образец | 0,25 |
| 50 га/30 т | Мак масличный | СС (0,5 кг в каждой точке) | 3 кг | То же | 0,25 |
| 50 га/30 т | Подсолнечник | СС (по 5 корзинок в каждой точке) | 20—30 корзинок | » | 0,25 |
| 20 га/30 т | Лен | СС | 1 кг коробочек | » | 0,25 |
| 20 га/30 т | Хмель | ПД (несколько шишек) | 0,30 кг шишек | Шишки измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,25 |
| 20 га | Табак | СС (по 4 листа в каждой точке) | Около 20 (1 кг) листьев | Листья измельчить, перемешать и взять средний образец | 0,25 |

Зеленые корма

| | | | | | |
|-------------|---|--|------|---|---------|
| 100 г/100 т | Мелкосеменные, мотыльковые, стручковые, зерновые, травы | ПД (срезать целые растения — 10—15 — через | 5 кг | Общую пробу измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5—1,0 |
|-------------|---|--|------|---|---------|

| | | | | | |
|-------------|---|---|------|---|---------|
| 100 г/100 т | и другие растения, входящие в состав смесей Кукуруза, подсолнечник, кормовая капуста | равные промежутки) СС (срезать по 3 растения в каждой точке) | 3 кг | Собранный материал измельчить, перемешать и выделить $\frac{1}{4}$ часть, которую снова измельчить, тщательно перемешать и выделить средний образец | 0,5—1,0 |
|-------------|---|---|------|---|---------|

Корнеплоды и клубнеплоды

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----|
| 50 га/100 т | Сахарная свекла | ПД (не менее 15 целых растений) | Не менее 15 растений (не менее 10 кг) | Отделить листья от корней. Листья считать отдельной пробой. Корни вымыть, обсушить, почтветровать. Взять $\frac{1}{4}$ каждого корня, четвертинки измельчить, перемешать и отвесить средний образец. Листья измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5 |
| 50 га/100 т | Кормовая свекла, брюква | ПД (не менее 15 целых растений) | Не менее 15 корней (не менее 3 кг) | Корни вымыть, обсушить, почтветровать. Взять $\frac{1}{4}$ каждого корня, четвертинки измельчить, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |

| Максимальная величина поля или партии при отборе проб | Растительный материал | Способ отбора проб * | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|---|---|---|--|-------------------------------|
| 50 га/100 т | Картофель | ПД (из 15 точек взять выборочно около 50 гнезд) | Не менее 3 кг | Клубни вымыть, обсушить, взять $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{4}$ каждого клубня измельчить и отвесить средний образец | 0,5 |
| Овощные культуры | | | | | |
| 2—5 га | Овощные корнеплоды (морковь, петрушка, сельдерей, столовая свекла, редис, редька и др.) | ПД, корни (овощей, используемых в ранний период развития (петрушка, столовая свекла) целые растения | Крупные 3 кг, мелкие — 1 кг, ранние — 0,25—0,5 кг | Отбросить несъедобные части растений, остатки материала вымыть, обсушить, крупные овощи разделить на 4 части и взять $\frac{1}{4}$. Пробу измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5—0,25 |
| 20 га | Капуста белая, красная, савойская | ПД (не менее 10 растений или не менее 4 кг) | 4 кг | Взять $\frac{1}{4}$ каждого кочана. Перед измельчением четвертинок срезать и отбросить поверхность предыдущего среза, отбросить несъедобные листья, измельчить и выделить средний образец | 0,5 |
| 5—10 га | Капуста цветная | ПД (не менее 10 растений или не менее 2 кг) | 2 кг | Отбросить несъедобные части, остальное измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,25 |
| 5 га | Капуста кольраби | ПД (не менее 10 растений или не менее 0,5 кг) | 0,75 кг | То же | 0,5 |
| 5 га | Капуста брюссельская | ПД (учитывая головки, растущие на разной высоте и разных частях растения, не менее 10 растений) | Не менее 1 кг | Измельчить, перемешать, выделить средний образец | 0,25 |
| 5 га | Салат, шпинат, щавель | ПД (не менее 10 растений) | Салат — 0,5 кг, щавель — 0,25 кг | Отбросить несъедобные части, растения вымыть, очистить, измельчить и выделить средний образец | 0,25 |
| 5 га | Укроп | ПД (только листья) | 0,25 кг | Отбросить непригодные части, измельчить, перемешать и отвесить средний образец | 0,25 |
| 5 га | Молодой укроп, укроп для засолки | ПД (целые растения) | 0,5 кг | Измельчить целые растения, перемешать и отвесить средний образец | 0,25 |
| 10 га | Лук, чеснок, лук-порей | ПД (в полной зрелости) | Лук, лук-порей — 1 кг чеснок — 0,5 кг | Отбросить несъедобные части, растения измельчить, перемешать и отвесить средний образец. Для лука и лука-порея с каждой штуки взять половину | 0,25 |

| Максимальная величина поля или партии при отборе проб | Растительный материал | Способ отбора проб * | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|--|-----------------------|---|--|-------------------------------|
| 5 га | Лук-резанец, лук-батун, лук-порей в ранней стадии развития | ПД (целые растения) | Лук, лук-порей — 0,5—1 кг; лук-резанец, лук-батун — 0,25 кг | То же | 0,25 |
| 5 га | Фасоль, горох, бобы | То же | 0,5—1 кг бобов | Семена выделить, измельчить и выделить средний образец | 0,5 |
| 50 га | Фасоль «зеленый боб» | » | 0,5 кг | Целые бобы измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5 |
| 20 га/30 т | Помидоры, перец | ПД (целые растения) | Мелкие овощи 0,5—2 кг, крупные — 2 кг | Овощи вымыть, измельчить и выделить средний образец | 0,5 |
| 20 га/500 т | Огурец и бахчевые | То же | 10 овощей, масса пробы крупных бахчевых — 0,5—3 кг | Овощи вымыть, измельчить и выделить средний образец, из крупных бахчевых взять вырезки | 0,5 |
| 5 га | Спаржа | » | 0,5 кг | Растения вымыть, измельчить и выделить средний образец | 0,25—0,5 |
| 5 га | Ревень | ПД (выборочно листья) | 2 кг (без листовых пластинок) | После удаления листовых пластинок растения вымыть, высушить и выделить средний образец | 0,5 |

Грибы

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------|---|-----|
| — | Шампиньоны и другие грибы | К (руководствоваться правилами сбора грибов) | Не менее 0,5 кг | Грибы измельчить, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |
|---|---------------------------|--|-----------------|---|-----|

Фруктово-ягодные, орехоплодные, виноград

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|---|---|----------|
| 200 га/500 т | Семечковые | До 30 деревьев — выборочно, свыше 30 ПД в зависимости от площади, с 20—30 деревьев (плоды следует снимать с разных сторон дерева, с разной высоты и глубины кроны) | До 30 деревьев — 5 кг, до 1 га — 7 кг, 1—10 га — 10 кг, 10—30 га — 12 кг, свыше 30 га — 15 кг | Плоды почтвортовать, от каждого плода взять 1/4, четвертинки измельчить, перемешать и отвесить средний образец | |
| До 200 га/200 т | Косточковые персик, абрикос, слива | До 30 деревьев — выборочно, свыше 30 деревьев — ПД с 15—20 деревьев | До 30 деревьев — 4 кг; до 1 га — 6 кг, свыше — 1 га — 8 кг | Плоды поделить пополам, от каждого взять половину без косточки, измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5 |
| До 200 га/100 т | Косточковые вишня, черешня, слива | То же | До 30 деревьев — 1,5 кг; до 1 га — 2 кг, свыше 1 га — 2,5 кг | Косточки удалить, плоды измельчить, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |
| | Орехи (грецкие, лещина) | » | До 30 растений — 1 кг, свыше 30 — 1,5 кг | Из орехов вынуть ядра, измельчить их, перемешать и отвесить средний образец | 0,25—0,5 |

| Максимальная величина поля или партии при отборе проб | Растительный материал | Способ отбора проб * | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|-----------------------|--|--|---|-------------------------------|
| 10 га | Смородина, крыжовник | До 30 кустов пробу взять с каждого куста с разной его стороны и глубины, свыше 30 кустов — метод СС с 25—35 кустов | До 30 кустов не менее 1 кг (с крупными плодами — не менее 1,5 кг), свыше 30 кустов — не менее 1,5 кг | Из тщательно перемешанного исходного образца взять половину, измельчить ее, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |
| До 200 га | Виноград | СС, боковые части кистей | 1,5 кг | Взять отдельные от основания боковые части кистей, тщательно перемешать исходный образец и взять половину, измельчить ее, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |
| До 1 га | Земляника, малина | ПД | До 500 м ² — 1,5 кг, 500 м ² — 0,25 га — 2,5 кг, свыше 0,25 га — 2,5 кг | Тщательно перемешать исходный образец, взять половину, измельчить ее, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |

* В приложении приняты следующие условные обозначения способа отбора проб: ПД — по диагонали; СС — по смежным сторонам поля; К — метод конверта; ОШ — отбор штук.

Приложение 2

Максимально допустимые уровни (МДУ) регуляторов роста в пищевых продуктах, предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов и в воздухе рабочей зоны, утвержденные Министерством здравоохранения СССР

| Регулятор роста | МДУ, мг/кг | ПДК в воде водоемов, мг/л | ПДК в воздухе рабочей зоны и ОБУВ, мг/м ³ |
|---------------------|---|---------------------------|--|
| Гидрел | Томаты, огурцы, картофель, яблоки, черешня, мандарины, хлопковое масло — 0,15 | 0,25 | 1,0 |
| Дигидрел | — | 0,05 | 0,8 |
| ДЯК | Яблоки — 3,0 | 0,05 | 1,7 |
| Кампозан М | Томаты, огурцы, зерно хлебных злаков — 0,5 | 3,0 | — |
| Кротонолактон-сырец | Зерно (пшеница, кукуруза) — 0,2 | — | — |
| МГ-натрия | Картофель, свекла, лук, чеснок, морковь, томаты, арбузы (в кожуре), табак — 8,0 | — | — |
| Хлорхолинхлорид | Томаты, яблоки, груши, виноград — 0,05, зерно хлебных злаков — 0,1 | 0,2 | 0,03 |
| Фоспинол | Картофель — 0,2 | — | 3,0 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Определение микроколичеств регуляторов роста в растительной продукции, воде и почве | 5 |
| Методические указания по определению кампозана М (этефона) и его производных (гидрела, дигидрела) в яблоках, огурцах, томатах, семенах хлопка и хлопковом масле методом газожидкостной хроматографии | 5 |
| Методические указания по определению хлорхолинхлорида в растительной продукции, воде и почве методом тонкослойной ионообменной хроматографии | 14 |
| Временные методические указания по определению пикса и морфонола в воде, почве и растительных образцах методом тонкослойной ионообменной хроматографии | 27 |
| Методические указания по определению ДЯКа, ГМК-На, гидрела и дигидрела в воде и растительном материале унифицированным спектрофотометрическим методом | 30 |
| Временные методические указания по определению гибберсина в воде и почве методом тонкослойной хроматографии | 37 |
| Временные методические указания по определению дикурина в воде методом тонкослойной хроматографии | 42 |
| Временные методические указания по определению гаметана в зерне методом газожидкостной хроматографии | 48 |
| Определение микроколичеств регуляторов роста растений в воздухе рабочей зоны | 53 |
| Методические указания по фотометрическому определению ДЯКа в воздухе рабочей зоны | 53 |
| Временные методические указания по фотометрическому определению ГМК-На в воздухе рабочей зоны | 57 |
| Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций дигидрела в воздухе рабочей зоны | 61 |
| Методические указания по фотометрическому измерению концентраций гидрела в воздухе рабочей зоны | 66 |
| Временные методические указания по хроматографическому измерению концентраций розалина в воздухе рабочей зоны | 69 |
| <i>Приложение 1. Отбор проб растительного материала на корню</i> | <i>73</i> |
| <i>Приложение 2. Максимально допустимые уровни (МДУ) регуляторов роста в пищевых продуктах, предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов и в воздухе рабочей зоны, утвержденные Министерством здравоохранения СССР</i> | <i>81</i> |