

П Р И К А З

№ 1156

30 августа 1985 г.

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ
НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the official who signed the order.

Москва — 1985 г.

П Р И К А З

г. Москва

№ 1156

30 августа 1985 года

**Об утверждении расчетных норм времени
на стерилизацию изделий медицинского назначения
персоналом централизованных стерилизационных**

В целях улучшения организации труда и рационального использования медицинского персонала централизованных стерилизационных учреждений здравоохранения

1. УТВЕРЖДАЮ:

Расчетные нормы времени в условных единицах на стерилизацию изделий медицинского назначения персоналом централизованных стерилизационных учреждений здравоохранения согласно приложению.

2. ПРИКАЗЫВАЮ:

2.1. Министрам здравоохранения союзных и автономных республик, руководителям органов здравоохранения:

2.1.1. Обеспечить рациональную организацию труда, постановку и использование медицинского персонала централизованных стерилизационных.

2.1.2. Размножить настоящий приказ в необходимом количестве экземпляров и довести его до соответствующих учреждений здравоохранения.

Министр

С. П. БУРЕНКОВ

РАСЧЕТНЫЕ
в условных
на стерилизацию изделий медицинского назначения
учреждений

№№ п.п.	Наименование изделий	Метод предстерилизационной обработки	Метод стерилизации	Применяемое
				Для предстерилизационной обработки
1	2	3	4	5
1. Шприц и 2 иглы (комплект)		Механизированный способ очистки		1. Моечная машина для шприцев и игл. 2. Лотки, подносы, короба, ванна, раковина с устройством струйной подачи воды. 3. Дистилляторы. 4. Емкости для дистиллированной воды. 5. Сушильные шкафы. Оборудование, предусмотренное пп. 2—5;
				Кипятильницы дезинфекционные электрические

Паровой

НОРМЫ ВРЕМЕНИ
единицах
персоналом централизованных стерилизационных
здравоохранения

оборудование		Вид стерилизационной упаковки	Количество условных единиц
Для стерилизации	Тип		
6	7	8	9
	С-500/1000		1,0
	Д-4, Д-25, С-16, С-40, С-100, С-250 ВП-10, ГП-20, ГП-40, ГП-80, ГП-640, ШСС-500		1,5
Паровые стерилизаторы	Э-67, Э-26, Э-34, Э-40, ГП-36 ВК-75, ВК-75-1, ГК-100-3, ГП-400, ГПД-400, ГП-560, ГСП-560, ГПД-560, ЦСУ-1000 (7 вариантов)	Упаковка в 2-х слойную бязь или пергамент марки А, Б, бумагу по ГОСТ 1341-71, 2228-81, 7247-73	
Стерилизационные коробки	КСК-3, КФ-3, КФ-6, КСК-6, КСК-9, КФ-9, КСК-12, КФ-12, КСК-18, КФ-18, КСПФ-12, КСПФ-16		

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

			Воздуш- ный	
2. Хирургический, стоматологический, гинекологический инструмент	Механизи- рованный способ очистки	Машинна для мойки хирургических инст- рументов; оборудование, пре- дусмотренное пп. 2— 5		
	Ручной способ очистки	Оборудование, пре- дусмотренное пп. 2— 5; кипятильники де- зинфекционные элек- трические		
			Паровой	
			Воздуш- ный	
3. Капельница	Ручной способ очистки	Оборудование, пре- дусмотренное пп. 2— 5		
			Паровой	
4. Зонд, катетер (1 единица)	Ручной способ очистки	Оборудование, пре- дусмотренное пп. 2— 5		
			Паровой	

6	7	8	9
---	---	---	---

Воздушные стерилизаторы	ГП-80, ШСС-500, ШСС-1000, ГП-640, ГПД-1300, ГП-360-1М, ЦСУ-1000 4 варианта (с 4 по 7) МХ1-01	Упаковка в бу- магу	0,5
			1,0
Паровые стерилизаторы	Э-67, Э-26, Э-34, Э-40, ГП-36 Предусмотрен- ный для стерили- зации шпри- цев	Упаковка в 2-х слойную бязь или укладка в стерилизацион- ные коробки	
Стерилизацион- ные коробки	— > —		
Воздушные стерилизаторы	— > —	Упаковка в бу- магу	
		Упаковка в 2-х слойную бязь, укладка в сте- рилизационные коробки	1,7
Паровые стерилизаторы	Предусмотрен- ный для стерили- зации шпри- цев		
Стерилизацион- ные коробки	— > —		
		Упаковка в бу- магу или пер- гамент А или В	1,0
	Паровые стерилизаторы Стерилизацион- ные коробки	Предусмотрен- ный для стерили- зации шпри- цев	

1	2	3	4	5
5. Реанимационные перчатки (пара)	Механизи- рованный способ очистки			Установка для предстерилизационной обработки хирургиче- ских перчаток Лотки, подносы, ко- роба Оборудование, пре- дусмотренное пп. 2— 5
	Ручной способ очистки		Паровой	Паровые стерилиза- торы Стерилизационные коробки
6. Перевязочный мате- риал (салфетки, там- поны, палочки, по- вязки и т. д.) — 1 единица (при изготов- лении в централизо- ванных стерилиза- ционных)			Паровой	
7. Операционное белье (простыни, халаты, маски, бахилы, шапоч- ки, пеленки и т. д.) — 1 едн. (при упаков- ке в централизован- ной стерилизацион- ной)			Паровой	
8. Стерилизационная ко- робка, укомплекто- ванная различными изделиями медицин- ского назначения, хи- рургическими инстру- ментами, перевязоч- ным материалом (при изготовлении перевя- зочного материала, обработке и укладке в стерилизационные коробки в отделениях учреждений здраво- охранения)			Паровой или воз- душный (в зависи- мости от вида изде- лий)	

Примечания: 1. За одну условную единицу стерилизации принимается обработка, стерилизации, приема, регистрации и выдачи медицинского

2. При введении новой аппаратуры или методик, ускоряющих проведение снижаются руководителем учреждения по согласованию с рабочего времени.

В таком же порядке устанавливаются нормы времени на настоящим приложением.

6	7	8	9
«Комплекс-300»		Завертывание каждой пер- чатки в марлю и укладка в стерилизацион- ные коробки — > —	2,5 3,0
Паровые стерилизаторы	Предусмотрен- ный для стер- лизации шпри- цев — > —	Укладка в сте- рилизационные коробки	1,3
Паровые стерилизаторы	Предусмотрен- ный для стер- лизации шпри- цев	Упаковка в стерилизацион- ные коробки или 2-х слой- ную бязь	0,15
Паровые стерилизаторы Воздушные стерилизаторы	Предусмотрен- ный для стер- лизации шпри- цев		1,3

работа продолжительностью 60 секунд (с учетом предстерилизационной инструментария и др.).

предстерилизационную обработку и стерилизацию, нормы времени на их профсоюзным комитетом на основании объективных данных о затратах стерилизацию изделий медицинского назначения, не предусмотренных

Начальник Планово-финансового управления

В. В. ГОЛОВТЕЕВ

Подп. в печ. 30.08.85 г.

Зак. 1220

Тир. 1000

Типография Министерства здравоохранения СССР