

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Подсчет количества кишечных палочек *Escherichia coli*
и колиформных бактерий

Часть 1

Метод мембранной фильтрации для вод
с низким содержанием бактериальной флоры

ЯКАСЦЬ ВАДЫ

Падлік колькасці кішэчных палачак *Escherichia coli*
і каліформных бактэрыяў

Частка 1

Метад мембраннай фільтрацыі для вод
з нізкім змяшчэннем бактэрыяльнай флары

(ISO 9308-1:2014, IDT)

Издание официальное



Ключевые слова: качество воды, подсчет *Escherichia coli*, подсчет колиформных бактерий, метод мембранной фильтрации

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 ПОДГОТОВЛЕН республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ)

ВНЕСЕН техническим комитетом по стандартизации ТК ВУ 6 «Стандартизация в области метрологии»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 26 октября 2016 г. № 83

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 9308-1:2014 *Water quality – Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria – Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora* (Качество воды. Подсчет количества кишечных палочек *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации для воды с низким содержанием бактериальной флоры).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 4 «Микробиологические методы» технического комитета по стандартизации ISO/TC 147 «Качество воды» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий государственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылки на международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении Д.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Госстандарт, 2017

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Введение

Определение наличия и степени фекального загрязнения является важным фактором при оценке качества водоема и риска для здоровья человека, связанного с инфекционными заболеваниями.

Показателем такого загрязнения является наличие в пробах воды бактерий вида *Escherichia coli* (*E. coli*), которые обычно присутствуют в кишечнике человека и теплокровных животных. Результаты анализа на колиформные бактерии труднее поддаются интерпретации, поскольку некоторые колиформные бактерии живут в почве и поверхностной пресной воде и не всегда имеют кишечное происхождение. Поэтому присутствие колиформных бактерий, хотя и не является доказательством фекального загрязнения, может указывать на нарушения в процессе очистки, хранения или распределения воды.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КАЧЕСТВО ВОДЫ**Подсчет количества кишечных палочек *Escherichia coli* и колиформных бактерий****Часть 1****Метод мембранной фильтрации для вод
с низким содержанием бактериальной флоры****ЯКАСЦЬ ВАДЫ****Падлік колькасці кішэчных палачак *Escherichia coli* і каліформных бактэрыяў****Частка 1****Метад мембраннай фільтрацыі для вод
з нізкім змяшчэннем бактэрыяльнай флоры**

Water quality

Enumeration of *Escherichia coli* and coliform bacteria

Part 1

Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora

Дата введения 2017-06-01

ВНИМАНИЕ! Лица, применяющие настоящий стандарт, должны знать обычные методы работы лаборатории. Настоящий стандарт не рассматривает все вопросы безопасности, связанные с его использованием. Пользователь несет всю ответственность за принятие соответствующих мер безопасности и охрану здоровья, а также обеспечение соответствия всем национальным требованиям.

ВАЖНО! Необходимо, чтобы испытания, проводимые в соответствии с настоящим стандартом, выполнялись персоналом, прошедшим соответствующее обучение.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод для количественного учета *Escherichia coli* (*E. coli*) и колиформных бактерий. Этот метод основан на мембранной фильтрации, последующем культивировании бактерий на хромогенной агаризованной среде и подсчете количества целевых микроорганизмов в пробе. В связи с низкой избирательностью дифференциальной агаризованной среды фоновый рост бактерий может помешать надежному количественному учету колиформных бактерий и *E. coli*, например, в поверхностных водах или в воде из мелких колодцев. Данный метод не применим для этих типов воды.

Настоящий стандарт в наибольшей степени применим к воде с низким содержанием бактерий, при анализе которой на хромогенном колиформном агаре (chromogenic coliform agar – CCA) появляется не более 100 колоний. В эту категорию входит питьевая вода, дезинфицированная вода и вода, прошедшая процесс очистки.

Некоторые штаммы *E. Coli*, не содержащие β-D-глюкуронидазу, например *Escherichia coli* O157, не будут определяться как *E. coli*. Поскольку они продуцируют β-D-галактозидазу, то будут проявляться как колиформные бактерии на данном хромогенном агаре.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 3696:1987 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний

ISO 7704:1985 Качество воды. Оценка мембранных фильтров, используемых для микробиологического анализа

ISO 8199:2005 Качество воды. Общее руководство по подсчету микроорганизмов, выращенных методом посева на питательной среде

ISO 11133:2014 Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и эксплуатационные испытания культуральных сред
ISO 19458:2006 Качество воды. Отбор проб для микробиологического анализа

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в Руководстве ISO/IEC 2, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 колиформные бактерии (coliform bacteria): Группа бактерий семейства Enterobacteriaceae, которые продуцируют β-D-галактозидазу.

3.2 Escherichia coli (Escherichia coli, E. coli): Вид бактерий семейства Enterobacteriaceae, которые продуцируют β-D-галактозидазу и β-D-глюкуронидазу.

4 Сущность метода

Фильтрация анализируемой порции пробы через мембранный фильтр, задерживающий микроорганизмы, с последующим переносом фильтра в чашку Петри с хромогенным агаром.

Инкубация посевов в течение (21 ± 3) ч при температуре (36 ± 2) °С.

Подсчет колоний, дающих положительную реакцию на β-D-галактозидазу (от розового до красного), как предполагаемых колиформных бактерий, не являющихся E. coli. Во избежание получения ложноположительных результатов, вызываемых оксидазаположительными бактериями рода Aeromonas spp, наличие предполагаемых колоний подтверждается проведением теста на оксидазу (оксидазаотрицательная реакция).

Подсчет колоний, дающих положительную реакцию на β-D-галактозидазу и β-D-глюкуронидазу (от темно-синего до фиолетового), как E. coli.

Общее количество колиформных бактерий представляет собой сумму оксидазаотрицательных колоний от розового до красного цвета и всех колоний от темно-синего до фиолетового цвета.

5 Оборудование и стеклянная посуда

Используется обычное оборудование микробиологической лаборатории.

5.1 Устройство для паровой стерилизации (автоклав) в соответствии с инструкциями, приведенными в ISO 8199.

5.2 Инкубатор с регулируемой температурой (36 ± 2) °С.

5.3 pH-метр с точностью $\pm 0,1$ при температуре от 20 °С до 25 °С.

5.4 Оборудование для мембранной фильтрации.

5.5 Мембранные фильтры, состоящие из эфиров целлюлозы, обычно с диаметром 47–50 мм, с характеристиками фильтрации, эквивалентными номинальному диаметру пор 0,45 мкм, и предпочтительно с сеткой.

Фильтры не должны обладать свойствами, ингибирующими рост или способствующими росту бактерий, печатная краска сетки также не должна влиять на рост бактерий. Если фильтры не поставляются в стерильном виде, их стерилизуют в соответствии с инструкциями производителя. Каждую партию мембранных фильтров проверяют на пригодность для проведения испытаний согласно ISO 7704, так как применение фильтров разных производителей может привести к получению результатов разной всхожести и проявлению окраски разных цветов.

5.6 Пинцеты с закругленными концами для работы с мембранными фильтрами.

6 Питательные среды и реактивы

Для приготовления питательных сред и реактивов см. ISO 8199 и ISO 11133. Используют ингредиенты постоянного качества и реактивы ч. д. а. (см. примечание); следуют инструкциям, приведенным в приложении В. В качестве альтернативы используют коммерчески доступные среды и реактивы, состав которых соответствует приложению В. При этом строго придерживаются инструкций производителя.

Примечание – Допускается применение химических веществ иной чистоты, если будет продемонстрировано, что они дают воспроизводимые результаты.

Для приготовления питательных сред используют дистиллированную или деионизированную воду, не содержащую веществ, ингибирующих рост бактерий в условиях проведения испытания в соответствии с ISO 3696.

7 Отбор проб

Пробы отбирают и доставляют в лабораторию в соответствии с ISO 19458.

8 Процедура

8.1 Подготовка проб

При приготовлении пробы, фильтрации и посева на среду для выделения следуют инструкциям, которые приводятся в ISO 8199. Пробы транспортируют и хранят при температуре $(5 \pm 3) ^\circ\text{C}$ в соответствии с ISO 19458. В исключительных случаях пробы до проведения анализа могут храниться при температуре $(5 \pm 3) ^\circ\text{C}$ до 24 ч. В данном случае время хранения необходимо указывать в протоколе испытаний.

8.2 Фильтрация

Фильтруют 100 мл анализируемой пробы или другие объемы (в зависимости от объема, в котором нормируется отсутствие данных микроорганизмов) с помощью мембранного фильтра (5.5). Минимальный объем для фильтрации составляет 10 мл пробы или ее разведений для обеспечения равномерного распределения бактерий на мембранном фильтре.

8.3 Инкубация и дифференцирование

После фильтрации (8.2) размещают фильтр на хромогенном агаре для выделения колиформных бактерий (Chromogenic Coliform Agar – CCA) (B.1), убедившись, что под фильтром не осталось пузырьков воздуха, и инкубируют при температуре $(36 \pm 2) ^\circ\text{C}$ в течение (21 ± 3) ч.

Мембранные фильтры осматривают и подсчитывают все колонии, дающие положительную реакцию на β -D-галактозидазу (от розового до красного), как предполагаемые колиформные бактерии, не являющиеся *E. coli*.

Подсчитывают все колонии, дающие положительную реакцию на β -D-галактозидазу и β -D-глюкуронидазу (от темно-синего до фиолетового), как *E. coli*.

Для подтверждения наличия предполагаемых колиформных бактерий, не являющихся *E. coli*, проводят тест на оксидазу. Это испытание проводят предпочтительно для всех, но как минимум для 10 колоний от розового до красного цвета, как указано в ISO 8199. Для данного подтверждающего испытания могут быть использованы имеющиеся в продаже тесты на оксидазу ¹⁾.

Если не используется имеющийся в продаже тест на оксидазу, данное испытание проводят путем добавления двух-трех капель свежего реагента для теста на оксидазу (B.2) на фильтровальную бумагу в чашке Петри. Анализируемые колонии перемещают на приготовленную фильтровальную бумагу с помощью пластмассовой или платиновой петли. Положительная реакция на оксидазу проявляется в виде окрашивания в темно-синий цвет в течение 30 с. В случае колиформных бактерий такой реакции не наблюдается, так как они являются оксидазоотрицательными.

Если на мембранном фильтре выросло много колоний или если предполагаемая колония находится близко к другим колониям, может потребоваться пересев предполагаемых колоний, чтобы обеспечить проведение теста на оксидазу с чистыми культурами. Также получение чистой культуры необходимо, если предполагаемые колонии слишком малы для получения надежных результатов теста на оксидазу. При получении чистой культуры инкубация проводится на неселективном агаре (например, B.3) при температуре $(36 \pm 2) ^\circ\text{C}$ в течение (21 ± 3) ч.

¹⁾ Для оценки характеристик эффективности хромогенного колиформного агара (приложение C) было использовано испытание в Bactident[®]-оксидазе. Bactident[®] – пример соответствующего продукта, доступного на рынке. Данная информация предоставляется для удобства пользователей настоящего стандарта и не представляет собой рекомендацию данных продуктов со стороны ISO.

9 Представление результатов

Исходя из количества подтвержденных колоний, подсчитанных на мембранном фильтре (8.3), рассчитывают количество *E. coli* и колиформных бактерий на 100 мл пробы (или отфильтрованного объема) в соответствии с ISO 8199. Количество колиформных бактерий представляет собой сумму оксидазаотрицательных колоний от розового до красного цвета и всех колоний от темно-синего до фиолетового цвета. *E. coli* представляет собой количество всех колоний от темно-синего до фиолетового цвета.

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать как минимум следующую информацию:

- метод исследования, а также ссылку на настоящий стандарт;
- всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;
- результаты испытания, представленные в соответствии с разделом 9;
- все особенности, наблюдавшиеся при проведении анализа, и все операции, не оговоренные в настоящем стандарте, которые могли повлиять на результаты испытания.

11 Контроль качества

11.1 Общие сведения

Лаборатория должна иметь четкую систему контроля качества, гарантирующую использование подходящего оборудования, реактивов и методов проведения испытаний. Применение положительного контроля, отрицательного контроля и холостых проб является частью испытания.

11.2 Определение рабочих характеристик хромогенного агара для колиформных бактерий (Chromogenic Coliform Agar – CCA)

Для определения производительности, избирательности и специфичности см. ISO 11133. Характеристики хромогенного агара для колиформных бактерий определяются методами и в соответствии с критериям, приведенным в ISO 11133.

В таблице 1 приводится информация по испытаниям для определения рабочих характеристик хромогенного агара для колиформных бактерий.

Таблица 1 – Испытания для определения рабочих характеристик хромогенного агара для колиформных бактерий (Chromogenic Coliform Agar – CCA)

Функция	Инкубация	Контрольные штаммы ^{a)}	Референсная среда	Метод контроля	Критерии (производительность)	Характерные реакции
Производительность	(21 ± 3) ч/ (36 ± 2) °C	<i>E. coli</i> WDCM 00013 или WDCM 00012	TSA	Количественный	PR ≥ 0,7	Колонии от темно-синего до фиолетового цвета
		<i>Ent. aerogenes</i> WDCM 00175 или <i>C. freundii</i> WDCM 00006	TSA	Количественный	PR ≥ 0,7	Колонии от розового до красного цвета
Селективность	(21 ± 3) ч/ (36 ± 2) °C	<i>E. faecalis</i> WDCM 00009	–	Качественный	Полное ингибирование	–
Специфичность	(21 ± 3) ч/ (36 ± 2) °C	<i>P. aeruginosa</i> WDCM 00024	–	Качественный	Рост	Бесцветные колонии

^{a)} См. каталог контрольных штаммов (дата доступа 03-01-2014) на http://www.wfcc.info/pdf/WDCM_Reference_Strain_Catalogue.pdf для информации о номерах штаммов коллекций культур и контактных данных.

11.3 Определение рабочих характеристик теста на оксидазу

Примерами соответствующих контрольных штаммов являются *Pseudomonas aeruginosa* WDCM 00024 [7] (положительный контроль), *Escherichia coli* WDCM 00013 [7] или WDCM 00012 [7] (отрицательный контроль).

Приложение А
(справочное)

Дополнительная микробиологическая информация о колиформных бактериях

Помимо способности продуцировать β -D-галактозидазу колиформные бактерии являются грамотрицательными неспорообразующими палочками, оксидазотрицательными, способными расти в аэробных и факультативно анаэробных условиях в присутствии солей желчных кислот (или других поверхностно-активных веществ, имеющих аналогичные ингибирующие рост свойства). Колиформные бактерии также обычно способны ферментировать лактозу с образованием кислоты и альдегида в течение 48 ч при температуре $(36 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

Помимо способности продуцировать β -D-глюкуронидазу бактерии вида *E. coli* являются колиформными бактериями, имеющими способность образовывать индол из триптофана в течение (21 ± 3) ч при температуре $(44,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$. Таким образом, в случае если принадлежность выделенных на хромогенном агаре колоний к бактериям вида *E. coli* вызывает сомнение, необходимо проведение подтверждающего теста на индол. Бактерии вида *E. coli* положительно реагируют на пробу с метиловым красным и могут декарбоксилировать *L*-глутаминовую кислоту, но не способны продуцировать ацетилметилкарбинол, использовать цитрат как единственный источник углерода и расти в бульоне с цианидом калия.

Приложение В
(обязательное)

Состав и подготовка питательных сред и реактивов

В.1 Хромогенный агар для колиформных бактерий (Chromogenic Coliform Agar – CCA)

Ферментативный гидролизат казеина	1,0 г
Дрожжевой экстракт	2,0 г
Хлорид натрия	5,0 г
Дигидрофосфат натрия × 2H ₂ O	2,2 г
Гидрофосфат натрия	2,7 г
Пируват натрия	1,0 г
Сорбитол	1,0 г
Триптофан	1,0 г
Сурфактант этилоксилата вторичного спирта (CAS No. 68131–40–8) ^{a)} (например, тергитола ® 15-S-7 сурфактант) ^{b)}	0,15 г
6-Хлоро-3-индоксил-β-D-галактопиранозид (бета-D-галактозид), (CAS No. 138182-21-5)	0,2 г
5-Бromo-4-хлоро-3-индоксил-β-D-глюкуроновая кислота, моногидрат соли циклогексиламмония (соль X-бета-G-глюкуронида CHX) (CAS No. 114162-64-0)	0,1 г
Изопропил-β-D-тиогалактопиранозид (IPTG) (CAS No. 367-93-1)	0,1 г
Бактериологический агар (в форме порошка или хлопьев)	9–18 г ^{c)}
Вода	1000 мл

^{a)} Номер CAS/регистрационный номер CAS является уникальным идентификатором Службы химических выборок (Chemical Abstracts Service – CAS) для химических элементов, составов, полимеров, биологических цепочек, смесей и сплавов.
^{b)} Tergitol® – пример соответствующего продукта, доступного на рынке. Данная информация предоставляется для удобства пользователей настоящего стандарта и не представляет собой утверждение данных продуктов со стороны ISO.
^{c)} В зависимости от гелеобразующей способности агара.

Суспендируют ингредиенты в воде при нагревании на кипящей водяной бане или в струе пара при частом помешивании до полного растворения (приблизительно 35 мин). При необходимости регулируют значение pH таким образом, чтобы после термической обработки оно составило $6,8 \pm 0,1$ при температуре 25 °C. Не допускается стерилизация в автоклаве и перегревание. Разливают в чашки Петри слоем толщиной минимум 4 мм. Если чашки не используются сразу же, допускается их хранение в течение не более одного месяца при температуре $(5 \pm 3) ^\circ\text{C}$ в темном месте при условии защиты от испарения. Перед использованием чашек на них не должно быть видимой влаги. Если на чашках присутствует видимая влага, их сушат в течение минимального времени, необходимого для ее испарения.

В.2 Реактив оксидазы

N,N,N',N'-Тетраметил-р-фенилендиамин дигидрохлорид (CAS No. 637-01-4)	0,1 г
Вода	10 мл

Этот реактив не является стабильным. Его готовят маленькими порциями непосредственно перед использованием и защищают от действия света.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тетраметил-р-фенилендиамин дигидрохлорид является канцерогенным веществом. Приготовление проводят в вытяжном шкафу, используя защитные перчатки и избегая контакта вещества с кожей.

В.3 Триптон-соевый агар (Tryptone Soy Agar – TSA)

Триптон	15,0 г
Соевый пептон	5,0 г
Хлорид натрия	5,0 г
Агар (в форме порошка или хлопьев)	15–25 г ^{a)}

Вода	1000 мл
а) В зависимости от гелеобразующей способности агара.	

Суспендируют ингредиенты в воде при нагревании на кипящей водяной бане или в струе пара. При необходимости регулируют рН таким образом, чтобы после стерилизации в автоклаве оно составило $7,2 \pm 0,1$ при температуре $25 \text{ }^\circ\text{C}$. Стерилизуют в автоклаве в течение 15 мин при температуре $(121 \pm 3) \text{ }^\circ\text{C}$. Остужают до температуры приблизительно $50 \text{ }^\circ\text{C}$ и разливают в чашки Петри на глубину минимум 4 мм. Если чашки не используются сразу же, допускается их хранение при температуре $(5 \pm 3) \text{ }^\circ\text{C}$ в темном месте при условии защиты от испарения в течение не более восьми недель.

Примечание – Для получения чистой культуры перед проведением теста на оксидазу допускается применение любого другого неселективного агара, если он не влияет на результаты теста.

Приложение С
(справочное)

Рабочие характеристики

Таблица С.1 – Рабочие характеристики хромогенного агара для колиформных бактерий (Chromogenic Coliform Agar – CCA)

	E. coli	Колиформные бактерии
Идентификация (n = 220)		
Чувствительность	94 %	91 %
Специфичность	97 %	94 %
Процент ложноположительных результатов	6 %	5 %
Процент ложноотрицательных результатов	3 %	11 %
Эффективность	96 %	92 %
Селективность	-0,78	-0,32
Диапазон количественного определения (колоний на мембранный фильтр диаметром 47 мм)	От 10 до 100	От 10 до 100
Процент всхожести	>80 %	>70 %
Расчет неопределенности (RSD)		
Повторяемость	0,046	0,035
Воспроизводимость	0,127	0,114
Робастность времени инкубации	Явное увеличение числа предполагаемых колоний в течение периода инкубации между 18 ч и 24 ч ^{a)}	
^{a)} Предпочтительное время инкубации для проб составляет 21 ч. Инкубация в течение 24 ч повышает всхожесть целевых микроорганизмов, особенно если они заингибированы, например после дезинфекции.		

Данные для расчета рабочих характеристик были собраны в 2012 г. Рейнско-Вестфальским институтом химии воды и водной технологии, г. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Для проведения большей части испытаний применялась питьевая вода из распределительной сети города, в которую добавлялась поверхностная вода из реки Рур. В зависимости от типов проб воды и индивидуальных лабораторных процессов в лабораториях может возникнуть необходимость проведения собственной вторичной валидации.

Все данные опубликованы в статье Performance validation of chromogenic coliform agar for the enumeration of *Escherichia coli* и coliform bacteria в журнале Letters in Applied Microbiology в декабре 2013 г. [6].

Статью и вспомогательные материалы можно найти по адресу:
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lam.12147/supinfo>.

Библиография

- [1] ISO 7218:2007 Microbiology of food и animal feeding stuffs – General requirements и guidance for microbiological examinations
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям)
- [2] BYAMUKAMA D., KANSIIME F., MACH R.L., FARNLEITNER A.H. Determination of *Escherichia coli* Contamination with Chromocult Coliform Agar Showed a High Level of Discrimination Efficiency for Differing Fecal Pollution Levels in Tropical Waters of Kampala, Uganda. *Appl. Environ. Microbiol.* 2000, 66 pp. 864–868
(Исследование зараженности *Escherichia coli* с применением хромогенного агара Chromocult, предназначенного для культивирования колиформных бактерий, продемонстрировало высокую эффективность различения при определении уровней фекального загрязнения в тропических водах Кампалы, Уганда)
- [3] GEISSLER K., MANAFI M., AMOROS I., ALONSO J.L. Quantitative determination of total coliforms и *Escherichia coli* in marine waters with chromogenic и fluorogenic media. *J. Appl. Microbiol.* 2000, 88 pp. 280–285
(Количественное определение общего содержания колиформных бактерий и *Escherichia coli* в морских водах с использованием хромогенных и флуорогенных питательных сред)
- [4] OSSMER R., SCHMIDT W., MENDE U. Chromocult Coliform Agar – Influence of Membrane Filter Quality on Performance. Poster presentation, 1999. Congreso de la Sociedad Española de Microbiología, Granada, Spain (<http://www.univie.ac.at/chromogenic/OSSMER.PDF>)
(Хромогенная агаровая среда Chromocult для колиформных бактерий. Влияние качества мембранных фильтров на эффективность применения. Стендовый доклад)
- [5] USEPA: 40 CFR Part 141 (sec. 141.21) Federal Register/Vol. 67, No. 209, Tuesday October 29, 2002/Rules и Regulations
(Агентство по охране окружающей среды США. Раздел 40 Свода федеральных нормативных актов, часть 141 (пар. 141.21))
- [6] LANGE, B., STRATHMANN, M., OSSMER, R. Performance validation of chromogenic coliform agar for the enumeration of *Escherichia coli* и coliform bacteria. *Lett. Appl. Microbiol.* 2013, 57 pp. 547–553 (<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lam.12147/supinfo>)
(Валидация рабочих характеристик хромогенного агара при подсчете *Escherichia coli* и колиформных бактерий)
- [7] http://www.wfcc.info/pdf/WDCM_Reference_Strain_Catalogue.pdf (viewed 03-01-2014)

Приложение Д.А
(справочное)

**Сведения о соответствии государственных стандартов
ссылочным международным стандартам**

Таблица Д.А.1

Обозначение и наименование международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование государственного стандарта
ISO 3696:1987 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний	IDT	ГОСТ ISO 3696-2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля
ISO 19458:2006 Качество воды. Отбор проб для микробиологического анализа	IDT	СТБ ISO 19458-2011 Качество воды. Отбор проб для микробиологического анализа

Ответственный за выпуск *Н. А. Баранов*

Сдано в набор 24.01.2017. Подписано в печать 07.02.2017. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 1,86 Уч.-изд. л. 0,61 Тираж 2 экз. Заказ 337

Издатель и полиграфическое исполнение:
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/303 от 22.04.2014
ул. Мележа, 3, комн. 406, 220113, Минск.